


PRESSLEY TESTER

**** code 231A ****

Instrument to determine the resistance of cotton fibres. It includes clamps (gauge 0" to 1/8" at choice), cutter and tweezers for fibres preparation.

The use of Pressley requires an electronic "torsion balance" with 60 grams capacity and 0.01 milligrams accuracy, suggested for bundle weighing, code 165.720.

Suggested accessories calibration cottons, code 199.22.



Test method: a flat bundle is held by a pair of clamps and broken. The resulting stretch is calculated from the breaking load and the linear density.

Reference test methods / Norme di riferimento

ISO 3060, BS 5116, ASTM D1445, ASTM D2524

Strumento adatto alla determinazione della resistenza delle fibre di cotone. Dotato di morsetti con spaziatura 0" o 1/8" a scelta. Corredato di taglierina e pinzette per la preparazione delle fibre.

Per l'utilizzo è necessaria una bilancia elettronica "a torsione" con portata 60 grammi e risoluzione 0.01 milligrammi, consigliata per la pesatura del fiocco di fibre, code 165.720.

Accessori consigliati: cotone di calibrazione code 199.22.

Metodo di test: un fascio di fibre viene fissato ai morsetti dello strumento e portato a rottura. Il ciuffo di fibre viene poi pesato con una bilancia a torsione. Il risultato è calcolato utilizzando la forza di rottura ed il carico lineare.

*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.
*Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.

PRESSLEY TESTER

**** code 231A ****

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL FEATURES
Morsetti con spaziatura 0" o 1/8", a scelta	Clamps; distance from 0" to 1/8", at choice
Taglierina e Pinzette	Cutter and Tweezer
Dimensioni (L x P x H): 330 x 100 x 125 mm	Dimensions (W x D x H): 330 x 100 x 125 mm
Peso netto: 3,2 kg	Net weight: 3,2 kg
OPTIONAL	OPTIONAL
Rapporto di taratura, code 231.CC1	Calibration report, code 231.CC1
Cotone di calibrazione, code 199.22	Calibration cottons, code 199.22
Certificato fitosanitario, code 199.CC2	Phytosanitary certificate, code 199.CC2
Bilancia elettronica "a torsione" con portata 60 grammi e risoluzione 0.01 milligrammi, consigliata per la pesatura del fiocco di fibre, code 165.720	Electronic "torsion balance" with 60 grams capacity and 0.01 milligrams accuracy, suggested for bundle weighing, code 165.720
<small>*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. *Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.</small>	

*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.
*Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.